

Scrubber DI-110

Se recomienda un Scrubber para el control de humos y en áreas donde el agua es costosa.

El Scrubber KjelROC DI-110 además ahorra costes.

Fiable y fácil con un tamaño reducido

Los Scrubber KjelROC están diseñados para funcionar en un entorno con exceso de humos corrosivos y elevada temperatura.

Enfriador y recipientes en vidrio Borosilicato. Tubos de conexión en Viton, para soportar los entornos más exigentes y reducir el coste de mantenimiento.

El tamaño reducido facilita la instalación del Scrubber cerca del digester KjelROC

Fácil acceso a los contenedores de intercambio, que son todos fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad

El Scrubber KjelROC no necesita suministro de agua del grifo, lleva una bomba de succión.

- Temperatura de funcionamiento 5°C - 40°C, máx. 80 % de humedad relativa
- Fuente de alimentación 190-240 VCA, 50-60 Hz, 10 A
- Consumo de energía 75 W
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 330 x 470 x 335 mm
- Peso 14 kg

